

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova IMSP IMC	Procedura Standard de Operare nr_ CTS/15/07
Denumirea instituției	
TITLUL: Prepararea suspensiei de eritrocite	CTS-Banca de sânge denumire departament/secție/laborator

I. SCOPUL:

De a asigura calitatea la prepararea suspensiei de eritrocite.

II. REAGENȚI, MATERIALE, STANDARDE, TEHNICA ȘI ECHIPAMENT:

2.1. ECHIPAMENT NECESAR

Centrifugă de laborator

2.2. MATERIALE CONSUMABILE

Eritrocite (donator, pacient)

Soluție fiziologică (NaCl) de 0,9%

Soluție LISS

Bromelin

2.3. ALTE MATERIALE

Suport de lucru de laborator

Eprubete (10 x 75mm, 12 x 75mm)

Pipete de transfer de unică folosință

Foarfece sau alt dispozitiv (pentru tăierea segmentelor cu sânge de la donator)

III. ÎNREGISTRAREA ȘI RAPORTAREA REZULTATELOR:

Nu se aplică

IV. PROCEDURA:

4.1 Prepararea suspensiei de eritrocite de 3% din eritrocitele sedimentate pentru examinări imunohematologice, metoda în tub.

4.1.1 Numerotați eprubeta cu informația corespunzătoare;

4.1.2 Pipetați o picătură 50 µl de eritrocite tasate în eprubeta etichetată;

4.1.3 Pipetați soluție fiziologică nu mai puțin de 0,5 ml și nu mai mult de 1,0 ml în eprubeta etichetată;

4.1.4 Agitați eprubeta pentru a resuspenda eritrocitele.

4.2 Preparați o suspensie de eritrocite 3% din eritrocite spălate pentru examinări imunohematologice, metoda în tub.

4.2.1 Pipetați o picătură 50 µl de eritrocite sedimentate în eprubeta etichetată.

4.2.2 Umpleți eprubeta cu soluție fiziologică, lăsând goală aproximativ 1 cm de la partea superioară a eprubetei. Îndreptați jetul de soluție fiziologică spre fundul eprubetei, așa încât să se asigure un amestec omogen de eritrocite și soluție fiziologică.

ATENȚIE: evitați contaminarea unei eprubete de la alta atunci când adăugați soluție fiziologică în câteva eprubete.

4.2.3 Centrifugați eprubetele timp 45-60 sec. la 3400±200 rpm (setarea maximă a centrifugii).

4.2.4 Decantați sau înlăturați soluția fiziologică din eprubetă(-e);

Dacă decantarea se face manual înlăturați soluția fiziologică într-un lavoar sau vas special, urmați procedurile de siguranță în laborator conform politicii stabilite în instituție.

4.2.5 Pipetați o picătură 50 µl de eritrocite sedimentate în altă eprubeta etichetată;

4.2.6 Pipetați soluție fiziologică nu mai puțin de 0,5 ml și nu mai mult de 1,0 ml în eprubeta etichetată;

4.2.7 Agitați eprubeta pentru a resuspenda eritrocitele.

4.3 Prepararea suspensiei de eritrocite de 0,8% cu soluția LISS din eritrocitele sedimentate, pentru examinări imunohematologice, metoda în gel (proba de compatibilitate, test antiglobulinic direct, detectarea și identificarea anticorpilor antieritrocitari).

4.3.1 Numerotați eprubeta cu informația corespunzătoare;

4.3.2 Pipetați 10 µl de eritrocite sedimentate în eprubeta etichetată;

4.3.3 Pipetați 1,0 ml soluția LISS în eprubeta etichetată;

4.3.4 Agitați eprubeta pentru a resuspenda eritrocitele.

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova IMSP IMC	Procedura Standard de Operare nr. CTS/15/07
Denumirea instituției	
TITLUL: Prepararea suspensiei de eritrocite	CTS-Banca de sânge denumire departament/secție/laborator

4.4 *Prepararea suspensiei de eritrocite de 5% cu soluția LISS din eritrocite sedimentate, pentru examinări imunohematologice, metoda în gel (grup sangvin în cazul utilizării cartelelor ID cu reactivi monoclonali).*

4.4.1 Numerotați eprubeta cu informația corespunzătoare;

4.4.2 Pipetați 25 µl de eritrocite sedimentate în eprubeta etichetată;

4.4.3 Pipetați 0,5 ml soluția LISS în eprubeta etichetată;

4.4.4 Agitați, pentru a resuspenda suspensia pregătită poate fi utilizată imediat.

4.5 *Prepararea suspensiei de eritrocite de 5% cu Bromelină din eritrocite sedimentate, pentru examinări imunohematologice, metoda în gel (grup sangvin în cazul utilizării cartelelor ID cu reactivi policlonali).*

4.5.1 Numerotați eprubeta cu informația corespunzătoare;

4.5.2 Pipetați 25 µl de eritrocite tasate în eprubeta etichetată;

4.5.3 Pipetați 0,5 ml de Bromelină în eprubeta etichetată;

4.5.4 Agitați eprubeta pentru a resuspenda eritrocitele.

4.5.5 Lăsați suspensia pregătită 10 minute la temperatura camerei.

Atenție: suspensia va fi utilizată doar în maximum 15 minute după incubare;

4.5.6 Agitați eprubeta pentru a resuspenda eritrocitele.

V. REFERINȚE

CLELLAND Mc, E. PIRIE, FRANKLIN IM et al., *Manualul european de utilizare rațională a sângelui*, Scoția 2010, 64 p.

ROBACK J.D., COMBS, M.R, GROSSMAN B.J. et al., *Manualul tehnic și standardele pentru băncile de sânge și serviciile de transfuzie, ediția 17*, Bethesda, Maryland, 2012, 1039 p.

CORCIMARU I., CEBOTARI S., BORȘ M., *Ghidul național în transfuziologie*, Chișinău 2011, 126 .

VI. ANEXE

Nu se aplică